

RADWAG 2025年 年末キャンペーン！！

ポーランド発の世界トップクラスの計量機器メーカー、RADWAG（ラドワグ）。
2025年1月から日本での販売を開始し、多くのお客様にご評価、ご利用いただいております。

世界各国で高く評価されている天秤を多くの方にお使いいただきたく、特にご要望の多いモデルを対象に特別キャンペーンを実施いたします。
この機会に是非ご検討ください。



【キャンペーン詳細】

- 期間 : 2025年11月4日（火）～2025年12月26日（金）ご注文分
- 対象機種 : 裏面の対象機種一覧をご確認ください

【x7シリーズ主な特長】

- ・ 7インチタッチパネルディスプレイ
- ・ **非接触センサー**
- ・ **環境センサー（温度、湿度）内蔵**
- ・ **ユーザー管理機能**
- ・ **21 CFR Part 11対応（オプションライセンス）**
- ・ **内蔵データベース／Alibiメモリ**
- ・ **保護等級：IP43**
- ・ 様々な計量アプリケーション
- ・ 各種I/F（USB-A、USB-B、RS-232C、**有線LAN、無線LAN**）
- ・ **3年保証***



【Rシリーズ主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ 周辺温度監視機能
- ・ **内蔵データベース／Alibiメモリ**
- ・ **保護等級：IP43**
- ・ 様々な計量アプリケーション
- ・ 各種I/F（USB-A、USB-B、RS-232C、**無線LAN****）
- ・ **3年保証***



【WTCシリーズ主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ コンパクトサイズ
- ・ **内蔵データベース／Alibiメモリ**
- ・ **保護等級：IP43**
- ・ 時計内蔵
- ・ ACアダプター/**内蔵充電電池（15時間駆動）**
- ・ 各種I/F（USB-A、USB-B、RS-232C、）
- ・ **3年保証***



* 製品保証対象の修理にかかわる部品が無償となります。作業費は3年目以降は請求させていただきます。

**別途アクティベートが必要です。

キャンペーン対象モデル

【電子天秤】

	品番	品名	秤量	最小表示	計量皿	繰返し性 [5%荷重]	最小計量値 (U=1%, k=2)	最小計量値 (USP/JP/EP)	標準価格	特別価格
分析天秤	WL-113-0011	AS 82/220.X7	82 / 220 g	0.01 / 0.1 mg	Φ 90 mm	0.01 mg	2 mg	20 mg	¥440,000	¥308,000
	WL-113-0004	AS 220.X7	220 g	0.1 mg	Φ 100 mm	0.06 mg	12 mg	120 mg	¥278,000	¥194,600
	WL-104-1051	AS 82/220.R2.PLUS	82 / 220 g	0.01 / 0.1 mg	Φ 90 mm	0.012 mg	2.4 mg	24 mg	¥365,000	¥292,000
	WL-104-0191	AS 120.R2.PLUS	120 g	0.01 mg	Φ 90 mm	0.012 mg	2.4 mg	24 mg	¥418,000	¥334,400
	WL-104-0177	AS 220.R2 PLUS	220 g	0.1 mg	Φ 100 mm	0.07 mg	14 mg	140 mg	¥188,000	¥150,400
上皿天秤	WL-226-0014	PS 360.X7	360 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥218,000	¥152,600
	WL-226-0015	PS 600.X7	600 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥269,000	¥188,300
	WL-226-0010	PS 1000.X7	1000 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥345,000	¥241,500
	WL-226-0003	PS 2100.X7.M	2100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥216,000	¥151,200
	WL-226-0007	PS 6100.X7.M	6100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥258,000	¥180,600
	WL-212-0019	PS 360.R2	360 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥156,000	¥124,800
	WL-212-0020	PS 600.R2	600 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥188,000	¥150,400
	WL-212-0022	PS 1000.R2	1000 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥245,000	¥196,000
	WL-212-0170	PS 2100.R2.M	2100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥156,000	¥124,800
	WL-212-0135	PS 6100.R2.M	6100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥208,000	¥166,400
	WL-213-0022	PS 750.R1	750 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥188,000	¥150,400
	WL-213-0091	PS 3500.R1.M	3500 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥153,000	¥122,400
コンパクト天秤	WL-210-0004	WTC 200	200 g	1 mg	Φ 100 mm	2 mg	0.4 g	4 g	¥80,000	¥64,000
	WL-210-0003	WTC 600	600 g	10 mg	128x128 mm	10 mg	2 g	20 g	¥78,000	¥62,400
	WL-210-0001	WTC 2000	2000 g	10 mg	128x128 mm	10 mg	2 g	20 g	¥78,000	¥62,400
	WL-210-0007	WTC 3000	3100 g	0.1 g	128x128 mm	100 mg	20 g	200 g	¥76,000	¥60,800

【ハロゲン水分計】

	品番	品名	秤量	最小表示	計量皿	水分率 読取精度	繰返し性	乾燥温度	標準価格	特別価格
	WL-305-0007	MA 110.R. WH	110 g	1 mg	Φ 90 mm h= 8mm	0.001 %	2g : ±0.05 % 10g : ±0.01 %	最大 250℃	¥248,000	¥198,400

【ハロゲン水分計主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ 様々な情報をディスプレイに表示
- ・ **内蔵データベース／Alibiメモリ**
- ・ 4種の乾燥プログラム
- ・ 各種I/F (USB-A、USB-B、RS-232C、**無線LAN****)
- ・ **3年保証***



※価格は税抜きになります。

RADWAG Japan (ラドワグ ジャパン)

<http://radwag-japan.com>

〒156-0044

東京都世田谷区赤堤5-31-5

玲光ビル1F

TEL : 03-6427-7048

Mail to : info@radwag-japan.com



カタログはコチラから
ダウンロード

販売代理店