

ご好評により!



## RADWAG 2026年 新春キャンペーン!!

ご好評により、**期間を延長**して  
「RADWAG 2026年新春キャンペーン」を実施します!

世界各国で高く評価されている天秤をさら  
にお得にお使いいただけるチャンスです!  
ご要望の多いモデルを選定し、短納期でお  
届け。  
この機会に是非ご検討ください。



※短納期でのお届けは在庫がある製品が対象となります。在庫状況、納期についてはお問い合わせください。

### 【キャンペーン詳細】

- 期間 : 2026年1月5日(月) ~ 2026年3月13日(金) ご注文分
- 対象機種 : 裏面の対象機種一覧をご確認ください

#### 【x7シリーズ主な特長】

- ・ 7インチタッチパネルディスプレイ
- ・ **非接触センサー**
- ・ **環境センサー(温度、湿度)内蔵**
- ・ **ユーザー管理機能**
- ・ **21 CFR Part 11対応(オプションライセンス)**
- ・ **内蔵データベース/Alibiメモリ**
- ・ **保護等級: IP43**
- ・ 様々な計量アプリケーション
- ・ 各種I/F (USB-A、USB-B、RS-232C、**有線LAN、無線LAN**)
- ・ **3年保証\***



#### 【Rシリーズ主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ 周辺温度監視機能
- ・ **内蔵データベース/Alibiメモリ**
- ・ **保護等級: IP43**
- ・ 様々な計量アプリケーション
- ・ 各種I/F (USB-A、USB-B、RS-232C、**無線LAN\*\***)
- ・ **3年保証\***



#### 【WTCシリーズ主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ コンパクトサイズ
- ・ **内蔵データベース/Alibiメモリ**
- ・ **保護等級: IP43**
- ・ 時計内蔵
- ・ ACアダプター/**内蔵充電電池(15時間駆動)**
- ・ 各種I/F (USB-A、USB-B、RS-232C、)
- ・ **3年保証\***



\* 製品保証対象の修理にかかわる部品が無償となります。作業費は3年目以降は請求させていただきます。

\*\*別途アクティベートが必要です。

# キャンペーン対象モデル

## 【電子天秤】

	品番	品名	秤量	最小表示	計量皿	繰返し性 [5%荷重]	最小計量値 (U=1%, k=2)	最小計量値 (USP/JP/EP)	標準価格	特別価格
分析天秤	WL-113-0011	AS 82/220.X7	82 / 220 g	0.01 / 0.1 mg	Φ 90 mm	0.01 mg	2 mg	20 mg	¥440,000	¥308,000
	WL-113-0004	AS 220.X7	220 g	0.1 mg	Φ 100 mm	0.06 mg	12 mg	120 mg	¥278,000	¥194,600
	WL-104-1051	AS 82/220.R2.PLUS	82 / 220 g	0.01 / 0.1 mg	Φ 90 mm	0.012 mg	2.4 mg	24 mg	¥365,000	¥292,000
	WL-104-0191	AS 120.R2.PLUS	120 g	0.01 mg	Φ 90 mm	0.012 mg	2.4 mg	24 mg	¥418,000	¥334,400
	WL-104-0177	AS 220.R2 PLUS	220 g	0.1 mg	Φ 100 mm	0.07 mg	14 mg	140 mg	¥188,000	¥150,400
上皿天秤	WL-226-0014	PS 360.X7	360 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥218,000	¥152,600
	WL-226-0015	PS 600.X7	600 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥269,000	¥188,300
	WL-226-0010	PS 1000.X7	1000 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥345,000	¥241,500
	WL-226-0003	PS 2100.X7.M	2100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥216,000	¥151,200
	WL-226-0007	PS 6100.X7.M	6100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥258,000	¥180,600
	WL-212-0019	PS 360.R2	360 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥156,000	¥124,800
	WL-212-0020	PS 600.R2	600 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥188,000	¥150,400
	WL-212-0022	PS 1000.R2	1000 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥245,000	¥196,000
	WL-212-0170	PS 2100.R2.M	2100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥156,000	¥124,800
	WL-212-0135	PS 6100.R2.M	6100 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥208,000	¥166,400
	WL-213-0022	PS 750.R1	750 g	1 mg	128x128 mm	0.5 mg	0.1 g	1 g	¥188,000	¥150,400
	WL-213-0091	PS 3500.R1.M	3500 g	10 mg	195x195 mm	5 mg	1 g	10 g	¥153,000	¥122,400
コンパクト天秤	WL-210-0004	WTC 200	200 g	1 mg	Φ 100 mm	2 mg	0.4 g	4 g	¥80,000	¥64,000
	WL-210-0003	WTC 600	600 g	10 mg	128x128 mm	10 mg	2 g	20 g	¥78,000	¥62,400
	WL-210-0001	WTC 2000	2000 g	10 mg	128x128 mm	10 mg	2 g	20 g	¥78,000	¥62,400
	WL-210-0007	WTC 3000	3100 g	0.1 g	128x128 mm	100 mg	20 g	200 g	¥76,000	¥60,800

## 【ハロゲン水分計】

	品番	品名	秤量	最小表示	計量皿	水分率 読取精度	繰返し性	乾燥温度	標準価格	特別価格
	WL-305-0007	MA 110.R. WH	110 g	1 mg	Φ 90 mm h= 8mm	0.001 %	2g : ±0.05 % 10g : ±0.01 %	最大 250℃	¥248,000	¥198,400

### 【ハロゲン水分計主な特長】

- ・ バックライト付きLCDディスプレイ
- ・ 様々な情報をディスプレイに表示
- ・ **内蔵データベース／Alibiメモリ**
- ・ 4種の乾燥プログラム
- ・ 各種I/F (USB-A、USB-B、RS-232C、**無線LAN\*\***)
- ・ **3年保証\***



※価格は税抜きになります。

## RADWAG Japan (ラドワグ ジャパン)

<http://radwag-japan.com>

〒156-0044

東京都世田谷区赤堤5-31-5

玲光ビル1F

TEL : 03-6427-7048

Mail to : [info@radwag-japan.com](mailto:info@radwag-japan.com)



カタログはコチラから  
ダウンロード

## 販売代理店