




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,C82

PS 200/2000.5Y 上皿天秤, PS 8100.5Y.M 上皿天秤, PS 360.5Y 上皿天秤, PS 3000.5Y 上皿天秤,
 PS 10100.5Y.M 上皿天秤, PS 4500.5Y.M 上皿天秤, PS 600.5Y 上皿天秤, PS 3500.5Y.M
 上皿天秤, PS 1000.5Y 上皿天秤, PS 2100.5Y.M 上皿天秤, PS 750.5Y 上皿天秤, PS 6100.5Y.M
 上皿天秤, PS 210.5Y 上皿天秤



PS 200/2000.5Y 上皿天秤
 PS 360.5Y 上皿天秤
 PS 3000.5Y 上皿天秤
 PS 600.5Y 上皿天秤
 PS 1000.5Y 上皿天秤
 PS 750.5Y 上皿天秤
 PS 210.5Y 上皿天秤



PS 8100.5Y.M 上皿天秤
 PS 10100.5Y.M 上皿天秤
 PS 4500.5Y.M 上皿天秤
 PS 3500.5Y.M 上皿天秤
 PS 2100.5Y.M 上皿天秤
 PS 6100.5Y.M 上皿天秤

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
 measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
 monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

	PS 200/2000.5Y 上皿天秤 WL-220-0418	PS 210.5Y 上皿天秤 WL-220-0408	PS 360.5Y 上皿天秤 WL-220-0412
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	200 / 2000 g	210 g	360 g
最小荷重	20 mg	20 mg	20 mg
最小表示 [d]	1 / 10 mg	1 mg	1 mg
法定計量時の単位 [e]	10 / 100 mg	10 mg	10 mg
風袋範囲	-2000 g	-210 g	-360 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,5 / 5 mg	0,5 mg	0,5 mg
標準繰り返し性 [Max]	1 / 10 mg	1 mg	1 mg
標準最小計量値 (USP)	1 g	1 g	1 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,1 g	0,1 g	0,1 g
直線性	±2 / 20 mg	±2 mg	±2 mg
安定化時間	2 / 1,5 s	2 s	2 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II	II	II
物理的パラメータ			
レベリングシステム	- LevelSENSING	- LevelSENSING	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	,, , ×1, ×3, ,	,, , ×1, ×3, ,	,, , ×1, ×3, ,
計量皿寸法	128×128 mm	128×128 mm	128×128 mm
デバイスの寸法			
梱包寸法	600×400×550 mm	600×400×550 mm	600×400×550 mm
正味重量	3,99 kg	3,54 kg	3,99 kg
総重量	5,5 kg	5 kg	5 kg
工事中			
保護クラス	IP 43	IP 43	IP 43
コンポーネントとソフトウェア			
データベース容量	7	7	7
使用上の特徴			
タッチフリー操作	およびバッテリー	およびバッテリー	およびバッテリー
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
消費電力 max.			
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度			
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 600.5Y 上皿天秤 WL-220-0414	PS 750.5Y 上皿天秤 WL-220-0416	PS 1000.5Y 上皿天秤 WL-220-0406
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	600 g	750 g	1000 g
最小荷重	20 mg	20 mg	20 mg
最小表示 [d]	1 mg	1 mg	1 mg
法定計量時の単位 [e]	10 mg	10 mg	10 mg
風袋範囲	-600 g	-750 g	-1000 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,5 mg	0,5 mg	0,5 mg
標準繰り返し性 [Max]	1,5 mg	1,5 mg	1,5 mg
標準最小計量値 (USP)	1 g	1 g	1 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,1 g	0,1 g	0,1 g
直線性	±3 mg	±3 mg	±3 mg
安定化時間	2 s	2 s	2 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II	II	II
物理的パラメータ			
レベリングシステム	– LevelSENSING	– LevelSENSING	– LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	,, , ×1, ×3, ,	,, , ×1, ×3, ,	,, , ×1, ×3, ,
計量皿寸法	128×128 mm	128×128 mm	128×128 mm
デバイスの寸法			
梱包寸法	600×400×550 mm	600×400×550 mm	600×400×550 mm
正味重量	3,99 kg	3,9 kg	4,01 kg
総重量	5,5 kg	5 kg	5 kg
工事中			
保護クラス	IP 43	IP 43	IP 43
コンポーネントとソフトウェア			
データベース容量	7	7	7
使用上の特徴			
タッチフリー操作	およびバッテリー	およびバッテリー	およびバッテリー
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
消費電力 max.			10–19 W*
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度			
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 2100.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0409	PS 3000.5Y 上皿天秤 WL-220-0410	PS 3500.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0411
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	2100 g	3000 g	3500 g
最小荷重	500 mg	-	500 mg
最小表示 [d]	10 mg	1 mg	10 mg
法定計量時の単位 [e]	100 mg	-	100 mg
風袋範囲	-2100 g	-3000 g	-3500 g
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg	0,6 mg	5 mg
標準繰り返し性 [Max]	8 mg	1,5 mg	8 mg
標準最小計量値 (USP)	10 g	1,2 g	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g	0,12 g	1 g
直線性	±20 mg	±6 mg	±20 mg
安定化時間	1,5 s	3 s	1,5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II	-	II
物理的パラメータ			
レベリングシステム	- LevelSENSING	- LevelSENSING	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	, , , ,	, , , ×1, ×3, ,	, , , ,
計量皿寸法	195×195 mm	128×128 mm	195×195 mm
デバイスの寸法			
梱包寸法	720×370×274 mm	600×400×550 mm	720×370×274 mm
正味重量	7,2 kg	3,9 kg	7,2 kg
総重量	9,3 kg	5,5 kg	9,3 kg
工事中			
保護クラス	IP 43	IP 43	IP 43
コンポーネントとソフトウェア			
データベース容量	7	7	7
使用上の特徴			
タッチフリー操作	およびバッテリー	およびバッテリー	およびバッテリー
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
消費電力 max.			
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度			
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 4500.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0413	PS 6100.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0415	PS 8100.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0417
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	4500 g	6100 g	8100 g
最小荷重	500 mg	500 mg	500 mg
最小表示 [d]	10 mg	10 mg	10 mg
法定計量時の単位 [e]	100 mg	100 mg	100 mg
風袋範囲	-4500 g	-6100 g	-8100 g
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg	5 mg	5 mg
標準繰り返し性 [Max]	8 mg	8 mg	10 mg
標準最小計量値 (USP)	10 g	10 g	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g	1 g	1 g
直線性	±20 mg	±20 mg	±20 mg
安定化時間	1,5 s	1,5 s	1,5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II	II	II
物理的パラメータ			
レベリングシステム	- LevelSENSING	- LevelSENSING	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	,,, ,	,,, ,	,,, ,
計量皿寸法	195×195 mm	195×195 mm	195×195 mm
デバイスの寸法	333x206x107 mm	333x206x107 mm	333x206x107 mm
梱包寸法	720×370×274 mm	720×370×274 mm	720×370×274 mm
正味重量	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
総重量	9,3 kg	9,3 kg	9,3 kg
工事中			
保護クラス	IP 43	IP 43	IP 43
コンポーネントとソフトウェア			
データベース容量	7	7	7
使用上の特徴			
タッチフリー操作	およびバッテリー	およびバッテリー	およびバッテリー
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
消費電力 max.			
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度	-20 – +50 °C	-20 – +50 °C	
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 10100.5Y.M 上皿天秤 WL-220-0407
計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	10100 g
最小荷重	-
最小表示 [d]	10 mg
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-10100 g
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg
標準繰り返し性 [Max]	12 mg
標準最小計量値 (USP)	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g
直線性	±20 mg
安定化時間	1,5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
納品構成	,,, ,
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法	333x206x107 mm
梱包寸法	720×370×274 mm
正味重量	7,2 kg
総重量	9,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	7
使用上の特徴	
タッチフリー操作	およびバッテリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
消費電力 max.	
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
追加モジュール
天秤用保護カバー
USB cable (はかり - プリンタ)
プロ仕様の計量テーブル
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ

128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
天秤用保護カバー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

E2Rシステム
Label Editor R02
R-LAB
RADWAG Development Studio

RAD-KEY
RADWAG Remote Desktop
Scales Editor 2.1

デバイスの寸法

PS 200/2000.5Y 上皿天秤, PS 8100.5Y.M 上皿天秤, PS 360.5Y 上皿天秤, PS 3000.5Y 上皿天秤, PS 10100.5Y.M 上皿天秤, PS 4500.5Y.M 上皿天秤, PS 600.5Y 上皿天秤, PS 3500.5Y.M 上皿天秤, PS 1000.5Y 上皿天秤, PS 2100.5Y.M 上皿天秤, PS 750.5Y 上皿天秤, PS 6100.5Y.M 上皿天秤, PS 210.5Y 上皿天秤

