



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,7C5

PS 3500.R2.M.H 上皿天秤, PS 200/2000.R2.H 上皿天秤, PS 2100.R2.M.H 上皿天秤, PS 750.R2.H 上皿天秤, PS 210.R2.H 上皿天秤, PS 600.R2.H 上皿天秤, PS 6100.R2.M.H 上皿天秤, PS 4500.R2.M.H 上皿天秤, PS 360.R2.H 上皿天秤, PS 1000.R2.H 上皿天秤



PS 3500.R2.M.H 上皿天秤
PS 2100.R2.M.H 上皿天秤
PS 6100.R2.M.H 上皿天秤
PS 4500.R2.M.H 上皿天秤

PS 200/2000.R2.H 上皿天秤
PS 750.R2.H 上皿天秤
PS 210.R2.H 上皿天秤
PS 600.R2.H 上皿天秤
PS 360.R2.H 上皿天秤
PS 1000.R2.H 上皿天秤

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

データシート

	PS 200/2000.R2.H 上皿天秤 WL-221-1001	PS 210.R2.H 上皿天秤 WL-221-0001	PS 360.R2.H 上皿天秤 WL-221-0002
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	200 / 2000 g	210 g	360 g
最小荷重	20 mg	20 mg	20 mg
最小表示 [d]	0,001 / 0,01 g	0,001 g	0,001 g
風袋範囲	-2000 g	-210 g	-360 g
標準最小計量値 (USP)			
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	—	—	—
繰返し性 (Max)	0,001 / 0,01 g	0,001 g	0,001 g
繰返し性 (5% Max)	0,0005 / 0,005 g	0,0005 g	0,0005 g
直線性	±0,002 / 0,02 g	±0,002 g	±0,002 g
安定化時間	2 / 1,5 s	2 s	2 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
物理的パラメータ			
レベリングシステム	自動センタリング	自動センタリング	自動センタリング
ディスプレイ	LCD (構造)	LCD (構造)	LCD (構造)
納品構成			
計量皿寸法	ø100 mm	ø100 mm	ø100 mm
梱包寸法	475×380×345 mm	475×380×345 mm	475×380×345 mm
正味重量	4,5 kg	4,2 kg	4,2 kg
総重量	6,5 kg	6,2 kg	6,2 kg
工事中			
保護クラス	IP 54	IP 54	IP 54
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W	4 W	4 W
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 600.R2.H 上皿天秤 WL-221-0003	PS 750.R2.H 上皿天秤 WL-221-0004	PS 1000.R2.H 上皿天秤 WL-221-0005
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	600 g	750 g	1000 g
最小荷重	20 mg	20 mg	20 mg
最小表示 [d]	0,001 g	0,001 g	0,001 g
風袋範囲	-600 g	-750 g	-1000 g
標準最小計量値 (USP)			
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	—	—	—
繰返し性 (Max)	0,0015 g	0,0015 g	0,0015 g
繰返し性 (5% Max)	0,0005 g	0,0005 g	0,0005 g
直線性	±0,003 g	±0,003 g	±0,003 g
安定化時間	2 s	2 s	2 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
物理的パラメータ			
レベリングシステム	自動センタリング	自動センタリング	自動センタリング
ディスプレイ	LCD (構造)	LCD (構造)	LCD (構造)
納品構成			
計量皿寸法	ø100 mm	ø100 mm	ø100 mm
梱包寸法	475×380×345 mm	475×380×345 mm	475×380×345 mm
正味重量	4,3 kg	3,5 kg	4,5 kg
総重量	6,3 kg	5,5 kg	6 kg
工事中			
保護クラス	IP 54	IP 54	IP 54
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W	4 W	4 W
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 2100.R2.M.H 上皿天秤 WL-221-0023	PS 3500.R2.M.H 上皿天秤 WL-221-0024	PS 4500.R2.M.H 上皿天秤 WL-221-0025
計測パラメータ			
最大ひょう量 [Max]	2100 g	3500 g	4500 g
最小荷重	500 mg	500 mg	500 mg
最小表示 [d]	0,01 g	0,01 g	0,01 g
風袋範囲	-2100 g	-3500 g	-4500 g
標準最小計量値 (USP)	10 g		
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g	—	—
繰返し性 (Max)	0,008 g	0,008 g	0,008 g
繰返し性 (5% Max)	0,005 g	0,005 g	0,005 g
直線性	±0,02 g	±0,02 g	±0,03 g
安定化時間	1,5 s	1,5 s	1,5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
物理的パラメータ			
レベリングシステム	自動センタリング	自動センタリング	自動センタリング
ディスプレイ	LCD (構造)	LCD (構造)	LCD (構造)
納品構成	...	...	...
計量皿寸法	195×195 mm	195×195 mm	195×195 mm
梱包寸法	475×380×345 mm	475×380×345 mm	475×380×345 mm
正味重量	3,6 kg	3,6 kg	4,8 kg
総重量	5,1 kg	5,1 kg	6,3 kg
工事中			
保護クラス	IP 54	IP 54	IP 54
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル
電氣的パラメータ			
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W	4 W	4 W
環境条件			
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%

データシート

	PS 6100.R2.M.H 上皿天秤 WL-221-0026
計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6100 g
最小荷重	500 mg
最小表示 [d]	0,01 g
風袋範囲	-6100 g
標準最小計量値 (USP)	
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	—
繰返し性 (Max)	0,008 g
繰返し性 (5% Max)	0,005 g
直線性	±0,03 g
安定化時間	1,5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	LCD (構造)
納品構成	...
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法	475×380×345 mm
正味重量	4,8 kg
総重量	6,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 54
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi デジタル
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル

ディスプレイ
レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
天秤用保護カバー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

RAD-KEY
Alibi Reader
RADWAG Development Studio


R-Panel
R-LAB

デバイスの寸法

PS 3500.R2.M.H 上皿天秤, PS 200/2000.R2.H 上皿天秤, PS 2100.R2.M.H 上皿天秤, PS 750.R2.H 上皿天秤, PS 210.R2.H 上皿天秤, PS 600.R2.H 上皿天秤, PS 6100.R2.M.H 上皿天秤, PS 4500.R2.M.H 上皿天秤, PS 360.R2.H 上皿天秤, PS 1000.R2.H 上皿天秤



PS R2.H, d = 1 mg



PS R2.M.H, d = 10 mg