





More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,W7Q

AS 220.R1 PLUS 分析天秤, AS 120.R1 PLUS 分析天秤



AS 220.R1 PLUS 分析天秤



AS 120.R1 PLUS 分析天秤

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

データシート

	AS 120.R1 PLUS 分析天秤 WL-104-0230	AS 220.R1 PLUS 分析天秤 WL-104-0229
計測パラメータ		
最大ひょう量 [Max]	120 g	220 g
最小荷重	10 mg	10 mg
最小表示 [d]	0,1 mg	0,1 mg
風袋範囲	-120 g	-220 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,06 mg	0,07 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,08 mg	0,08 mg
標準最小計量値 (USP)	120 mg	140 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	12 mg	14 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,09 mg	0,09 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,1 mg	0,1 mg
直線性	±0,2 mg	±0,2 mg
安定化時間	2 s	2 s
調整	レンジ	レンジ
OIMLクラス	-	-
物理的パラメータ		
レベリングシステム	自動センタリング	自動センタリング
ディスプレイ	LCD (構造)	LCD (構造)
計量室のドア	7インチタッチスクリーン	7インチタッチスクリーン
納品構成		
計量皿寸法	ø90 半自動 + ø85 デジタル mm	ø100 mm
梱包寸法	490×400×520 mm	490×400×520 mm
正味重量	7,3 kg	7,3 kg
総重量	9,3 kg	9,3 kg
工事中		
保護クラス	IP 43	IP 43
通信インターフェース		
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A ニッケルシルバー, USB-B, Wi-Fi デジタル	2×RS232, 2×USB-A ニッケルシルバー, USB-B, Wi-Fi デジタル
電氣的パラメータ		
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,4A max
環境条件		
動作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

実験用フラスコホルダー
電源アダプタ

防振台
ディスプレイ

シガーライターソケット電源ケーブル
粒状体密度測定キット
USB cable (はかり - プリンタ)
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
試験管とフィルターホルダー
ピペット校正用ワークステーション
RS 232、RS 485 ケーブル

計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

RAD-KEY
Alibi Reader
RADWAG Development Studio


R-Panel
R-LAB

デバイスの寸法

AS 220.R1 PLUS 分析天秤, AS 120.R1 PLUS 分析天秤



AS R2, d = 0.01 mg



AS R2, AS R1 d = 0.1 mg