



More information on the website  
[radwag.com/en/info,w1,Q67](http://radwag.com/en/info,w1,Q67)

## WTC 上皿天秤

WTC 200, WTC 600, WTC 2000,  
WTC 3000



WTC 600  
WTC 2000



WTC 3000



WTC 200

## 機能



上限/下限管理



パーセント計量



個数計量



ピークホールド



GLP準拠



ALIBIメモリー

# データシート

	WTC 200 WL-210-0004	WTC 600 WL-210-0003	WTC 2000 WL-210-0001
<b>製品仕様</b>			
最大ひょう量	200 g	600 g	2000 g
最小表示	0.001 g	0.01 g	0.01 g
<b>代表値</b>			
繰返し性	0.002 g	0.01 g	0.01 g
直線性	±0.004 g	±0.02 g	±0.03 g
安定時間	2 s	2 s	2 s
調整	内部分銅（自動）	内部分銅（自動）	内部分銅（自動）
<b>製品機能/寸法</b>			
水平システム	手動	手動	手動
表示部	バックライト付きLCD	バックライト付きLCD	バックライト付きLCD
計量皿寸法	ø100 mm	128×128 mm	128×128 mm
天秤重量	0.96 kg	1.17 kg	1.17 kg
保護等級	IP 43	IP 43	IP 43
通信インターフェイス	RS232, USB-A, USB-B	RS232, USB-A, USB-B	RS232, USB-A, USB-B
<b>電気供給</b>			
AC/DCアダプター	100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A : 10 – 15VDC 0.6A max	100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A : 10 – 15VDC 0.6A max	100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A : 10 – 15VDC 0.6A max
<b>環境条件</b>			
動作温度	+15 – +30 °C	+15 – +30 °C	+15 – +35 °C
相対湿度	10% – 85%	10% – 85%	10% – 85%

## データシート

	<b>WTC 3000</b> WL-210-0007
<b>製品仕様</b>	
最大ひょう量	3100 g
最小表示	0.1 g
<b>代表値</b>	
繰返し性	0.1 g
直線性	±0.3 g
安定時間	2 s
調整	内部分銅（自動）
<b>製品機能/寸法</b>	
水平システム	手動
表示部	バックライト付きLCD
計量皿寸法	128×128 mm
天秤重量	1.3 kg
保護等級	IP 43
通信インターフェイス	RS232, USB-A, USB-B
<b>電気供給</b>	
AC/DCアダプター	100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A : 10 - 15VDC 0.6A max
<b>環境条件</b>	
動作時間	+15 - +30 °C
相対湿度	10% - 85%



Additional fee for verification





シガーライターソケット電源ケーブル

補助ディスプレイ  
FG ( ) ケーブル  
レシートプリンター

F58179M  
F1@56



5]FYUXYf  
GWYg9X]rf 2.1

K H7 \*\$\$\$ K H7 &\$\$\$ K H7 ' \$\$\$



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g

K H7 &\$\$\$



WTC, d = 0.001 g